



**Epte®**   
ULTRASOUND

SERIES WX

---

# ECÓGRAFO INALÁMBRICO

---

[WWW.IONCLINICSHOP.COM](http://WWW.IONCLINICSHOP.COM)



## INDICACIONES DEL SISTEMA

El EPTE® Ultrasound es un ecógrafo digital con un escáner de ultrasonido inalámbrico aplicable para exámenes ultrasónicos del cuerpo humano. Las aplicaciones clínicas específicas incluyen:

- Músculo-esquelético (convencional y superficial).
- Guía de aguja.
- Pediátrico.
- Embarcación periférica.
- Órganos pequeños (mama, tiroides, paratiroides).



## CARACTERÍSTICAS DEL ECÓGRAFO

- Ultrasonido lineal.
- Frecuencia:
  - W5: 7.5MHz a 10MHz (Armónicos).
  - W7: 7.5MHz a 10MHz (Armónicos).
  - W10: 10MHz a 14MHz (Armónicos).
- Modos de visualización W7:
  - B, B / B, B / M, color / PW / PDI.
- Modos de visualización W5 y W10:
  - B, B / B, B / M.
- Escala de grises: 256.
- Profundidad de escaneo: 20-55 mm.
- Capacidad de la batería: 4h.
- Ganancia: 0-100dB ajustable.
- Idioma: Español, inglés y chino.
- Ajustes preestablecidos:
  - MSK, piezas pequeñas, tiroides, glándula mamaria, emergencia y biopsia.
- Medidas: Longitud, ángulo, área y volumen, entre otros.
- Guardar fotos y videos.
- Base de datos de pacientes con datos personales y recursos visuales.

Software preinstalado y adaptado a sistema Android e iOS.